

תיאור הסמלים המשמשים על התווית:

	מכשיר רפואי
	מטופל יחיד, שימושים מרובים
	שם העדשה
	מספר סידורי
	קוד UDI (זהיה התקן ייחודי): קוד זהיה ייחודי
	מספר דגם
	תאימות אירופאית לדרישות בריאות ובטיחות ומספר גוף מאשר
	תאריך תפוגה לשימוש (תאריך תפוגה סטרילי)
	עיקור באמצעות קיטור
	מערכת מחסום סטרילי ייחודית
	תאריך ייצור
	אין להשתמש אם האריזה פגומה
	ראה עלון

החדרת עדשה:

לפני השימוש הראשון, מומלץ מאוד להפעיל מחזור ניקוי. הכנסת העדשות (כמו גם הוצאתן) חייבת להתבצע על משטח שטוח, נקי ומואר היטב.
לפני כל טיפול, יש לשטוף ידיים, לשטוף אותן ולאחר מכן לייבש אותן במטלית נקיה וולא סיבים.
 - לעולם אל תשתמשו בפינצטה או במכשירים אחרים כדי להסיר עדשות מהמארז.
 - אם עליכם לגעת בעדשות שלכם מעל כוור, ודאו שפתח הניקוז סתום.
 - כדי למנוע בלבול בין העדשה הימנית לשמאלית, מומלץ תמיד לפעול באותו סדר: לדוגמה, תחילה העדשה הימנית, לאחר מכן העדשה השמאלית.
 - מומלץ להכניס את העדשות לאחר שגרת הבוקר, לפני מריחת איפור, ולהסיר אותן לפני שגרת הערב והסרת האיפור.
 - הנח את העדשה על האצבע המורה שלך.
 - השתמשו באצבעות האמצעיות של יד אחת והשנייה כדי לפתוח את העפעפיים.
 - הנח את העדשה על העין (איור 1). חזור על הליך זה עבור העין השנייה.

הסרת עדשה:

- הביטו למעלה ומשכו את העפעף התחתון כלפי מטה בעזרת האצבע האמצעית.
 - הסר בזהירות את העדשה מהעין באמצעות קצות האצבע המורה והאגודל (איור 2).
 - חזור על אותו הליך עבור העדשה השמאלית.



מוצרי טיפול מומלצים:

תמיסה על בסיס מי חמצן לחיטוי יומיומי, או אם לא, תמיסה רב תכליתית לעדשות רכות. ניתן להשתמש בטבליות להסרת חלבון אנזים פעם בשבוע בנוסף לתמיסת החיטוי.

תחזוקה:

אזהרות:

- אין להחליף את תמיסת טיפוח העדשות שלך מבלי להתייעץ עם איש מקצוע בתחום טיפוח העיניים.
- לעולם אל תשתמשו במים, תמיסת מלח או טיפות נוחות לניקוי העדשות שלכם.
- אין להשתמש ברוק או בחומרי ניקוי ביתיים לניקוי העדשות.
- לאחר מחזור החיטוי, יש להשליך את התמיסה ולא לעשות בה שימוש חוזר.
- יש להשליך כל תמיסה שנותרה בבקבוק לאחר תאריך התפוגה.
- החלף את נרתיקי העדשות שלך באופן קבוע.

יש לנקות, לשטוף ולחטא את העדשות בכל פעם שמוסרות. ניקוי ושטיפה של עדשות נחוצים להסרת משקעים המצטברים על פני השטח שלהן. חיטוי נדרש כדי להשמיד חיידקים וחיידקים.

- יש לחטא את העדשות בכל פעם שאתם מסירים אותן.
- יש להשתמש תמיד בתמיסת טיפוח עדשות לפני תאריך התפוגה המודפס על הבקבוק.
- הרחיקו תמיסת ועדשות ממקורות חום מוגזם.
- יש להקפיד תמיד על ההוראות שעל גבי העלון לצרכן של תמיסת טיפוח העדשות.
- כאשר אינך מרכיב עדשות: אחסן אותן כשהן שקועות לחלוטין בתמיסה המתאימה. לפני הכנסתם מחדש, יש לבצע מחזור ניקוי מלא 24 שעות לפני הלבישה.
- נקו נרתיקי עדשות מגע באמצעות תמיסת חיטוי.
- לעולם אל תשתמשו במים לניקוי המארזים.

המלצות:

- איש המקצוע בתחום העיניים שלך רשם לך עדשות מגע בהתבסס על המאפיינים הספציפיים של העין שלך. אל תשנו את סוג או הגדרות עדשות המגע שלכם מבלי להתייעץ איתן.
- אל תרכיבו עדשות מגע אם הן פגומות.
- שמור זוג משקפיים איתך (במקרה שתצטרך להסיר את העדשות).
- אין לאפשר לעדשות המגע שלך לבוא במגע עם ספריי לשיער או מוצרי קוסמטיקה אחרים בתרסיס.
- לא מומלץ להשתמש בעדשות מגע בסביבות עם לחות נמוכה (מטוסים, מייבשי שיער וכו').
- הריון ותורפות מסוימות עלולות לשבש את ייצור הדמעות: שוחחי עם איש מקצוע בתחום העיניים.

התוויות נגד (CONTRAINDICATIONS):

אין להשתמש בעדשות מגע במקרים הבאים:

- דלקת או זיהום חריפים של הלשכה הקדמית של העין.
- מחלה, פגיעה או חריגה המשפיעים על הקרנית, הלחמית או העפעפיים, למעט כאשר נדרשת עדשה תותבת.
- חוסר חמור בדמעות (עיניים יבשות).
- היפואסתזיה של הקרנית (רגישות מופחתת של הקרנית), אם העיניים אינן אפקטיות.
- מחלה סיסטמית שעלולה להשפיע על העין או שעלולה להחמיר על ידי הרכבת עדשות מגע.
- תגובות אלרגיות של המשטחים או הרקמות הסמוכות לעין שעלולות להיגרם או מחמיר עקב הרכבת עדשות מגע או שימוש בתמיסת נלוות.
- אלרגיה למרכיב בתמיסת טיפוח עדשות.
- זיהום חיידקי, פטרייתי או ויראלי של הקרנית.
- עיניים אדומות או מגורות.

תופעות לוואי:

הסר את העדשות מיד אם מתרחשת אחת מהבעיות הבאות:

- עקצוץ, צריבה, גירוד (גירוי) או כאב עיניים אחר
- אובדן נוחות בהשוואה להחדרת עדשה ראשונית
- תחושה חריגה של גוף זר בעין (גוף זר, שחיקה)
- קריעה מוגזמת
- עיניים אדומות
- הפרשות עיניים חריגות
- חדות ראייה מופחתת
- ראייה מטושטשת, הופעת קשתות בענן או הליות סביב עצמים
- רגישות לאור (פוטופוביה)

אם הבעיה נפסקת לאחר הסרת העדשה, בדוק את העדשה:

אם העדשה פגומה, אל תחזירו אותה לעין. הינחו אותו במארז שלו ופנו לאיש מקצוע בתחום עיניים. אם העדשה לא ניזוקה, נקו אותה, שטפו אותה וחטאו אותה לפני החזרתה לעין.
 אם הבעיה נמשכת לאחר החדרת העדשה מחדש, הסר אותה מיד ופנה לאיש מקצוע בתחום העיניים כדי לזהות את הגורם לבעיה, שעשויה להיות קשורה לפגיעה בעין (זיהום, כיב בקרנית, נאוסקולריזציה וכו').

סילוק המכשיר:

ניתן להשליך עדשות עם פסולת ביתית בהתאם לתקנות ניהול הפסולת המקומיות.

זהירות:

כל תקרית חמורה הקשורה לעדשות שלך חייבת להיות מדווחת ליצרן בכתובת vigilance@precilens.com ולרשות הבריאות הרלוונטית במדינתך.