

ĮSPĖJIMAI:

Kontaktiniai lęšiai yra daugkartiniai medicinos prietaisai, skirtas vienam nešiotojui. Juos išduoda akių priežiūros specialistas, kuris privalo informuoti ir apmokyti nešiotą, kaip juos naudoti.

Su kontaktinių lęšių dėvėjimu ir priežiūros produktais susijusios problemos gali sukelti rimtų akių pažeidimų. Todėl būtina laikytis gydytojo nurodymų ir kontaktinių lęšių bei lęšių priežiūros priemonių pakuotės lapeliuose pateiktų instrukcijų.

Sveikatos priežiūros specialistas turėtų informuoti nešiotą apie toliau pateiktus nešiojimo nurodymus::

- prieš įsidėdami lęšius pirmą kartą, pamirkykite juos įprastame valymo tirpale per vieno pilno valymo ciklo laiką;
- „Precilens“ standieji lęšiai yra skirti nešioti dieną ir turi būti išimti prieš miegą;
- po naudojimo ir prieš pakartotinai įsidėdant, lęšius reikia išimti, išvalyti ir dezinfekuoti gydytojo rekomenduota priežiūros priemone;
- būtina laikytis gydytojo suplanuotų apsilankymų, kurie būtini pritaikymo ir vėlesnės priežiūros kontrolei;
- saugokite lęšius nuo sąlyčio su vandentiekio vandeniu;
- nenešiokite kontaktinių lęšių, kai maudotės vonioje ar duše, plaukiojate baseine ar jūroje;
- nenešiokite lęšių, jei yra pavojingų ar dirginančių garų poveikio rizika;
- atsiradus akių skausmui, pernelyg dideliama ašarojimai, sumažėjęs regėjimo aštrumai ar paraudus akims, išimkite lęšius ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

INDIKACIJOS:

kietieji kontaktiniai lęšiai – tai dieną nešiojami kontaktiniai lęšiai, skirti trumparegystei, toliaregystei, astigmatizmui ir presbiopijai koreguoti, kai rageną yra taisyklinga ar netaisyklinga (keratokonusa, rageną po keratoplastikos ar refrakcinės chirurgijos).

Kontaktinius lęšius galima pritaikyti bet kokio tipo pacientams, jei pacientas supranta, kad jų nešiojimas panašus į akinių nešiojimą, tačiau kartais pritaikyti gali būti sunku.

Kontaktinių lęšių pritaikymo amžiaus riba nenustatyta, nors jauniems trumparegiams lęšiai dažnai pritaikomi nuo 10 metų. Kontaktinius lęšius nešiojantiems vaikams reikia reguliariai tikrintis.

KLINIKINĖ NAUDA IR VEIKSMINGUMAS:

Klinikinis veiksmingumas:

kietieji kontaktiniai lęšiai koreguoja visus regėjimo defektus, tiek įprastus (trumparegystę, toliaregystę, astigmatizmas, presbiopija), tiek netaisyklingus (keratokonusas, trauma ir kt.), nes tarp lęšio ir ragenos išlaiko ašarų kiekį, kuris veikia kaip optinis meniskas ir yra derinamas su jų dioptrine galia.

Klinikinė nauda:

- regėjimo aštrumo ir regimumo lauko pagerėjimas;
- optinė įprastinių regėjimo defektų (trumparegystės, toliaregystės, astigmatizmo, presbiopijos) kompensacija;
- optinė netaisyklingų regėjimo defektų (keratokonuso, ragenos nelygumų, traumų...) kompensacija;
- vaikų ir jaunuolių trumparegystės mažinimas naudojant lęšius PRE AMYOPIC.

REKOMENDUOJAMAS PAKEITIMAS:

Kas 18 mėnesių.

Kas 12 mėnesių – vaikų ir jaunimo lęšiams.

KASDIENIO NEŠIOJIMO LAIKAS:

Kasdienio nešiojimo laiką turi nustatyti gydytojas.

Pirmą kartą pritaikant rekomenduojama šią trukmę palaipsniui ilginti.

Pasibaigus pritaikymo laikotarpiui, lęšiai gali būti nešiojami nuo 10 iki 15 valandų per dieną.

Kad lęšiai PRE AMYOPIC būtų veiksmingi mažinant trumparegystę, rekomenduojamas minimalus dėvėjimo laikas yra 10 valandų per dieną ar daugiau, priklausomai nuo leistinos fiziologinės ribos.

„Precilens“ kietųjų lęšių sąrašas, kuriame nurodytos apibrėžtys, galimos medžiagos, daugiau informacijos apie tikslinę grupę ir rekomenduojamą pakeitimą rasite nuskaityę QR kodą.



PAKUOTĖ:

Lęšiai supakuoti sausame dėkle. Jei pakuotė pažeista, lęšių naudoti negalima.

0459 C €

Laikyti vaikams nepasiekiamose vietose.



Atnaujinta 2024 m. rugsėjo mėn.

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL - Prancūzija



Precilens

TAILOR-MADE VISUAL INNOVATION

„PRECILENS“ KIETŲJŲ LĘŠIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

**ŠIAME PAKUOTĖS LAPELYJE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA,
KURIAŲ AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS TURI ŽINOTI
IR PERDUOTI NEŠIOTOJAMS. PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE,
KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI ATEITYJE.**

Informaciją kitomis kalbomis galite atsisiųsti iš www.precilens.com

„Precilens“ lęšių platintojai privalo išspausdinti šį pakuotės lapelį savo kalba ir pridėti jį prie siunčiamų lęšių.

Akių priežiūros specialistai taip pat privalo jį išduoti nešiotojui.

Other languages can be downloaded from www.precilens.com

Distributors of Precilens lenses are required to print this leaflet in their own language and enclose it with the lenses they ship.

Eye care professionals are also required to give the leaflet to the wearer.



Etiketėje naudojamų simbolių aprašymas:

	Medicinos prietaisas
	Vienas pacientas, daugkartinis naudojimas
	Lęšio pavadinimas
	Serijos numeris
	Unikalus identifikavimo kodas
	Modelio numeris
	Atitiktis veiksmingumo ir saugos reikalavimams bei notifikuotosios įstaigos numeriui
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Žiūrėti pakuotės lapelį
	Pagaminimo data

LĘŠIO ĮDĖJIMAS:

Įdėti (ir išimti) reikia virš lygaus, švaraus ir laisvo paviršiaus.

Prieš kiekvieną veiksmą rankas reikia nusiplauti, nuskalauti ir nušluostyti švaria bepluošte šluoste.

- Niekada nenaudokite pinceto ar kitų įrankių lęšiams išimti iš dėklo.
- Jei lęšius tenka tvarkyti virš kriauklės, įsitikinkite, kad nuotekų anga užkimšta.
- Kad nesusipainiotumėte dešiniojo ir kairiojo lęšio, patartina visada elgtis ta pačia tvarka: pavyzdžiui, pirmiausia dešinysis lęšis, tada kairysis lęšis.
- Rekomenduojama įsidėti kontaktinius lęšius po rytinio prausimosi ir prieš darant makiažą, o prieš vakarinį prausimąsi ir makiažo nuvalymą juos išimti.
- Uždėkite lęšį ant rodomojo piršto.
- Vienos rankos viduriniu juo pirštu ir kitos rankos viduriniu juo pirštu pakelkite akių vokus
- Uždėkite lęšį ant akies (1 pav.). Pakartokite šią procedūrą kitai akiai.

LĘŠIŲ IŠĖJIMAS:

Išimti (ir įdėti) reikia virš lygaus, švaraus ir laisvo paviršiaus.

Pirmasis būdas

- Palenkite galvą virš ant stalo padėto veidrodžio.
- Labai plačiai atmerkite akis ir žiūrėkite į veidrodį, šiek tiek pasukdami galvą į akies, į kurią dedamas lęšis, pusę.
- Dešinės rankos rodomąjį pirštą padėkite ties dešinės akies voko kampu ir traukite kampo ašimi, stengdamiesi išlaikyti plačiai atmerktas akis (2 pav.)
- Lęšis atsiskiria ir krenta ant veidrodžio.
- Tą patį atlikite ir su kairiuoju lęšiu.

Antrasis būdas

- Plačiai atmerktomis akimis vienos rankos rodomąjį pirštą uždėkite ant viršutinio voko ties blakstienų kraštu, kitos rankos rodomąjį pirštą – ant apatinio voko ties blakstienų kraštu ir abu rodomuosius pirštus stumkite link centro, švelniai spausdami vokų kraštus, kad lęšiukas būtų pakeltas nuo akies (3 pav.)



REKOMENDUOJAMOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS:

- „PRE Perform“ ir „PRE Amyopic“ lęšiams: vandenilio peroksido tipo tirpalas kasdieniam dezinfekavimui.
 - Kitiems kietiesiems lęšiams: daugiavfunkcinis tirpalas kietiesiems lęšiams.
- Fermentinės baltymų pašalinimo tabletės galima naudoti kartu su dezinfekavimo tirpalu kartą per savaitę.

PRIEŽIŪRA:

Įspėjimai:

- nekeiskite priežiūros tirpalų be gydytojo patarimo;

- **lęšiams valyti niekada nenaudokite vandens, fiziologinio tirpalo ar lašų akims;**

- nenaudokite seilių ar bet kokių buitinių priemonių lęšiams valyti;
- po dezinfekavimo ciklo tirpalą išmeskite ir pakartotinai nenaudokite;
- pasibaigus tinkamumo laikui, buteliuke likusį tirpalą išmeskite;
- reguliariai keiskite dėklą.

Kiekvieną kartą išimant lęšius juos reikia išvalyti, nuplauti ir dezinfekuoti. Norint nuo lęšių paviršiaus pašalinti susikaupusias apnašas, būtina juos valyti ir skalauti. Dezinfekcija reikalinga mikrobams ir bakterijoms sunaikinti.

- Kiekvieną kartą išimdami lęšius juos dezinfekuokite.
- Priežiūros tirpalus visada sunaudokite iki tirpalo buteliuke nurodytos tinkamumo datos.
- Tirpalus ir lęšius laikykite toliau nuo per didelio karščio šaltinių.
- Visada laikykites priežiūros tirpalų pakuotės lapeliuose pateiktų nurodymų.
- Jei retkarčiais nutraukiamas nešiojimas: lęšius reikia laikyti tinkamame tirpale.
- Jei lęšiai ilgą laiką nenešiojami: prieš dedant į švarų ir sausą laikymo dėklą, juos reikia nuvalyti, nuplauti steriliu tirpalu ir kruopščiai nusausinti minkšta bepluošte šluoste. Prieš juos vėl įsidedant, būtina atlikti visą valymo ciklą likus 24 valandoms iki nešiojimo.
- Kontaktinių lęšių dėklus valykite dezinfekuojamuoju tirpalu.
- Niekada nenaudokite vandens dėklams valyti.

REKOMENDACIJOS:

- Gydytojas lęšius paskyrė atsižvelgdamas į specifines jūsų akių savybes. Nekeiskite kontaktinių lęšių tipo ar parametrų nesusitarę su gydytoju
- neįsidedkite lęšių, jei jie yra pažeisti;
- turėkite su savimi jūsų akims pritaikytus akinius (tuo atveju, jei tektų išsiimti lęšius);
- saugokite kontaktinius lęšius nuo sąlyčio su plaukų laku ar kitais kosmetiniais purškikliais;
- nerekomenduojama nešioti lęšių mažo drėgmės lygio aplinkoje (lėktuvuose, kirpykloje ir pan.);
- nešumas ir tam tikrų vaistų vartojimas gali sutrikdyti ašarų skysčio sekreciją: pasitarkite su gydytoju.

KONTRAINDIKACIJOS:

NENAUDOKITE kontaktinių lęšių šiais atvejais:

- ūminis akies priekinės kameros uždegimas arba infekcija;
- liga, sužalojimas ar anomalija, paveikianti rageną, junginę ar vokus, išskyrus tuos atvejus, kai reikia protezuoti lęšiuką;
- didelis ašarų sekrecijos nepakankamumas (akių išsausėjimas);
- ragenos hipestezija (sumažėjęs ragenos jautrumas), jei akys yra be lęšiuko;
- sisteminė liga, kuri gali paveikti akis arba gali paūmėti dėl kontaktinių lęšių nešiojimo;
- alerginės gretimų akių paviršių ar audinių reakcijos, kurias gali sukelti ar sustiprinti kontaktinių lęšių nešiojimas ar su jais susijusių tirpalų naudojimas.
- alergija priežiūros tirpalo sudedamajai daliai;
- bakterinė, grybelinė ar virusinė ragenos infekcija;
- paraudusios ar sudirgusios akys.

NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS:

Nedelsiant išimkite lęšius, jei kyla bet kuri iš toliau išvardytų simptomų:

- dilgčiojimas, deginimas ir niežėjimas (dirginimas) arba kitoks akių skausmas;
- blogesnis lęšių komfortas, nei buvo juos įsidėjęs pirmą kartą;
- svetimkūnio jutimas akyje (svetimkūnis, subraižymas);
- intensyvus ašarojimas;
- akių paraudimas;
- neįprastos akių išskyros;
- sumažėjęs regėjimo aštrumas;
- miglotas matymas, vaivorykštės ar aureolės apie objektus;
- jautrumas šviesai (fotofobija).

Jei išėmus lęšį simptomas išnyksta, patikrinkite lęšį

Jei lęšis pažeistas, nesidėkite jo į akį. Įdėkite jį į dėklą ir kreipkitės į gydytoją.

Jei lęšis nepažeistas, prieš vėl įsidedant jį reikia išvalyti, nuplauti ir dezinfekuoti.

Jei simptomas išlieka ir įsidėjęs lęšį, nedelsiant jį išimkite ir kreipkitės į gydytoją, kad būtų nustatytos šio simptomo priežastys, kurios gali būti susijusios su akies pažeidimu (infekcija, ragenos opa, neovaskuliarizacija...).

PRIEMONĖS ŠALINIMAS:

Lęšius galima šalinti kartu su būtinėmis atliekomis pagal vietos atliekų tvarkymo taisykles.

NUOLATINIS STEBĖJIMAS:

Apie bet kokį sunkių padarinių sukėlusį incidentą, susijusį su lęšiais, reikia pranešti gamintojui adresu vigilance@precilens.com ir nacionalinei sveikatos apsaugos institucijai.