

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Контактні лінзи – це медичні пристрої багаторазового використання, призначені лише для одного користувача.

Вони видаються фахівцем з догляду за очима, який повинен інформувати користувачів і навчати їхньому використанню.

Проблеми, викликані носінням контактних лінз і засобів по догляду, можуть викликати серйозне пошкодження очей. Тому дуже важливо дотримуватися вказівок свого офтальмолога, а також інструкцій на листівках з контактними лінзами та засобами для очищення.

Медичний працівник повинен повідомити власника про наступні інструкції щодо носіння:

- Перед першою установкою замочіть лінзи в звичайному мильному розчині протягом одного повного циклу очищення.
- Жорсткі лінзи Precilens призначені для носіння в денний час і не повинні одягатися під час сну.
- Після використання і перед повторним використанням лінзи необхідно знімати, очищати і дезінфікувати за допомогою засобів для чищення, рекомендованих лікарем.
- Важливо дотримуватися графіку зустрічей, призначених лікарем, які необхідні для перевірки та моніторингу адаптації.
- Уникайте контакту лінз з водопровідною водою.
- Ніколи не носіть контактні лінзи під час прийняття ванни або душу, а також під час плавання в басейні або морі.
- Не носіть лінзи, якщо існує ризик впливу парів, що можуть спричинити шкоду або викликати подразнення.
- У разі болю в очах, надмірного сльозотечі, зниження гостроти зору або почервоніння очей обов'язково зніміть лінзи і негайно зверніться до лікаря.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Жорсткі лінзи – це контактні лінзи, які носять протягом дня для корекції короткозорості, далекозорості, астигматизму і пресбіопії на правильній або неправильній рогівці (кератоконус, рогівка, яка перенесла кератопластику або рефракційну операцію).

Контактні лінзи можна адаптувати до пацієнтів всіх категорій, якщо пацієнт усвідомлює, що їх носіння схоже на носіння окулярів, але іноді адаптація може бути складною.

у нас немає віку для установки контактних лінз, хоча часто до них підходять молоді люди з короткозорістю від 10 років і старше. Діти, які носять контактні лінзи, потребують регулярних оглядів.

КЛІНІЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Клінічні характеристики:

Жорсткі контактні лінзи коригують усі порушення зору, як пов'язані з рефракцією та акомодациєю (короткозорість, далекозорість, астигматизм, пресбіопія), так і пов'язані з дефектами поверхні рогівки (кератоконус, травми тощо), за рахунок збереження об'єму слюзи між лінзою і рогівкою, який виконує роль оптичного меніска і поєднується з їх діоптрійною силою.

Клінічні переваги:

- Покращення гостроти та поля зору
- Оптична компенсація поширених порушень зору (короткозорість, далекозорість, астигматизм, пресбіопія)
- Оптична компенсація порушень зору, пов'язаних з дефектами рогівки (кератоконус, нерівності рогівки, травми...)
- Зменшення короткозорості у дітей та молоді за допомогою лінз PRE AMYOPIC

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТЕРМІН ЗАМІНИ:

Раз на 18 місяців.

Раз на 12 місяців для дитячих та юнацьких лінз.

ЩОДЕННИЙ ЧАС НОСІННЯ:

Щоденний час носіння повинен визначати лікар.

Для першої адаптації рекомендується поступово збільшувати цю тривалість.

Після періоду адаптації щоденний час носіння лінз може варіюватися від 10 до 15 годин на добу.

Мінімальний рекомендований час носіння лінз PRE AMYOPIC для ефективного зменшення короткозорості становить 10 годин на день або більше, залежно від фізіологічної переносимості.

Перелік жорстких лінз Precilens із зазначенням гарантій, можливих матеріалів, групи населення та рекомендованих термінів заміни, можна отримати, відсканувавши QR-код навпроти.



ПАКОВАННЯ:

Лінзи упаковані в футляр у сухому вигляді. Якщо упаковка пошкоджена, лінзу використовувати не можна.

CE 0459

Зберігати в вільно доступному для дітей місці.



Франція - Оновлення, вересень 2024 року.

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL



Precilens

TAILOR-MADE VISUAL INNOVATION

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЖОРСТКИХ ЛІНЗ PRECILENS

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ДОГЛЯДУ ЗА ОЧИМА, ЯКУ ВОНИ ПОВИННІ ЗНАТИ І ПОВІДОМЛЯТИ КОРИСТУВАЧАМ. БУДЬ ЛАСКА, ОЗНАЙОМТЕСЯ З НЕЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Інструкції іншими мовами можна завантажити за посиланням www.precilens.com

Дистриб'ютори лінз Precilens повинні роздрукувати цю інструкцію на своїй мові та вкладати її разом з кожною лінзою, яку вони відвантажують.

Фахівці з догляду за очима також зобов'язані видавати його користувачеві.

Other languages can be downloaded from www.precilens.com

Distributors of Precilens lenses are required to print this leaflet in their own language and enclose it with the lenses they ship.

Eye care professionals are also required to give the leaflet to the wearer.



Опис символів, що використовуються на етикетці:

	Медичний виріб
	Один пацієнт, багато застосувань
	Назва лінзи
	Серійний номер
	Унікальний ідентифікаційний код
	Номер моделі
	Відповідність вимогам до експлуатаційних характеристик і безпеки та номер нотифікованого органу
	Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
	Ознайомлення з інструкцією
	Дата випуску

УСТАНОВЛЕННЯ ЛІНЗИ:

Вставляти або виймати лінзу слід над рівною, чистою і добре освітленою поверхнею.

Перед роботою з руки слід мити, споліскувати і витирати чистою безворсовою тканиною.

- Ніколи не використовуйте пінцет або інші інструменти для виймання лінз з футляра.
- Якщо вам доводиться обробляти лінзи над раковиною, переконайтеся, що зливний отвір закритий.
- Щоб уникнути плутанини між правою і лівою лінзами, рекомендується завжди діяти в одному і тому ж порядку: наприклад, спочатку права лінза, а потім ліва лінза.
- Рекомендується вставляти контактні лінзи після ранкового вмивання та перед нанесенням макіяжу і виймати їх перед вечірнім вмиванням та зняттям макіяжу.
- Розмістіть лінзу на вказівному пальці
- Середнім пальцем однієї руки і середнім пальцем іншої руки розплющіть повіки
- Надіньте лінзу на око (Рисунок 1). Повторити цю процедуру для іншого ока.

ЗНИМАННЯ ЛІНЗИ:

Вставляти або виймати лінзу слід над рівною, чистою і добре освітленою поверхнею.

Перший спосіб

- Нахиліть голову над дзеркалом, яке лежить на столі.
- Широко розплющіть очі і дивіться у дзеркало, злегка повернувши голову в бік потрібного ока.
- Вказівним пальцем правої руки, покладеним у скроневий кут правої повіки, відтягніть її, намагаючись тримати очі широко відкритими (Рисунок 2)
- Лінза від'єднується і падає на дзеркало.
- Дійте аналогічно з лівою лінзою.

Другий спосіб

- Широко розплющіть очі і покладіть вказівний палець однієї руки на верхню повіку біля краю вій, вказівний палець іншої руки на нижню повіку біля краю вій і зведіть обидва вказівні пальці до центру, злегка натискаючи на край повік, щоб підняти лінзу з ока (Рисунок 3).



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ:

- Для лінз PRE Perform та PRE Амуоріс: розчин типу перекису водню для щоденної дезінфекції.
- Для інших жорстких лінз: багатофункціональний розчин для жорстких лінз. Таблетки для ферментативної депротейнізації можна комбінувати з дезактиваційним розчином один раз на тиждень.

ДОГЛЯД:

Попередження:

- Не змінюйте розчин для догляду без консультації з лікарем.
- **Ніколи не використовуйте для очищення лінз воду, фізіологічний розчин або зволожувальні краплі.**
- Не використовуйте слину або будь-які побутові засоби для очищення лінз.

- Після циклу знезараження розчин слід утилізувати й не використовувати повторно.

- Розчин, який залишився у флаконі після закінчення терміну придатності, необхідно утилізувати.

- Регулярно міняйте футляр.

Лінзи необхідно чистити, промивати та дезінфікувати кожного разу після знімання. Очищення і промивання лінз необхідне для видалення відкладень з поверхні. Дезінфекція необхідна для знищення мікробів і бактерій.

- Дезінфікуйте лінзи кожного разу, коли знімаєте їх.
- Завжди використовуйте розчини для догляду до закінчення терміну придатності, зазначеного на пляшці з розчином.
- Зберігайте розчини та лінзи подалі від джерел надмірного нагрівання.
- Завжди дотримуйтеся інструкцій, що містяться в інформаційних листівках до розчину.
- Якщо ви носите лінзи лише час від часу з перервами: лінзи необхідно зберігати у відповідному розчині.
- Якщо ви не носите лінзи протягом тривалого періоду часу: лінзи слід очистити, промити стерильним розчином і ретельно висушити м'якою безворсовою тканиною перед тим, як помістити в чистий, сухий футляр для зберігання. Перед тим, як знову надіти їх, необхідно зробити повний цикл очищення за 24 години до носіння.
- Очистити футляри контактних лінз за допомогою дезінфікуючого розчину.
- Ніколи не використовуйте воду для очищення футлярів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- Ваш лікар призначив вам лінзи відповідно до конкретних характеристик вашого ока.
- Не змінюйте тип або параметри ваших контактних лінз, не порадившись з ним
- Не носіть лінзи, якщо вони пошкоджені.
- Носіть окуляри, які підходять для вашого зору (на випадок, якщо вам доведеться зняти лінзи)
- Не піддавайте контактні лінзи дії лаку для волосся або інших косметичних аерозолів.
- Не рекомендується носити лінзи в умовах низької вологості (літак, шолом в перукарні...)
- Вагітність, а також деякі ліки можуть порушувати слізну секрецію: поговоріть про це зі своїм лікарем.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ контактні лінзи в таких випадках:

- Гостре запалення або інфекція передньої камери ока.
- Захворювання, травма або аномалія, що вражає рогівку, кон'юнктиву або повіки, за винятком випадків, коли необхідна протезна лінза.
- Тяжкий дефіцит слізної секреції (сухість очей).
- Гіпестезія рогівки (зниження чутливості рогівки), якщо очі не афакічні.
- Системне захворювання, яке може вражати око або посилюватися при носінні контактних лінз.
- Алергічні реакції з боку прилеглих поверхонь або тканин ока, які можуть бути спровоковані або посилені носінням контактних лінз або застосуванням супутніх розчинів.
- Алергія на компонент мийного розчину.
- Бактеріальна, грибова або вірусна інфекція рогівки.
- Почервоніння або подразнення очей.

НЕСПРИЯТЛИВІ НАСЛІДКИ:

НЕГАЙНО ЗНИМІТЬ ЛІНЗИ, якщо виникла будь-яка з наведених нижче проблем:

- Поколювання, печія та свербіж (подроздрення) або іншого виду біль в очах.
- Погіршення комфорту в порівнянні з початковим станом після встановлення лінзи.
- Аномальне відчуття стороннього тіла в оці (чужорідне тіло, ділянка шкіри).
- Надмірна сльозотеча
- Почервоніння очей
- Незвичайні виділення з очей,
- Зниження гостроти зору
- Нечіткість зору, веселка або ореоли навколо предметів
- Чутливість до світла (світлобоязнь)

Якщо проблема зникає після зняття лінзи, перевірте лінзу:

Якщо лінза пошкоджена, її не слід вставляти назад в око. Покладіть її в футляр і зверніться до лікаря.

Якщо лінза не пошкоджена, її слід очистити, промити та продезінфікувати перед тим, як знову вставити в око.

Якщо проблема не зникає після встановлення лінзи назад, негайно зніміть її та проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити причини цієї проблеми, які можуть бути пов'язані з ураженням очей (інфекція, виразка рогівки, неоваскуляризація...).

УТИЛІЗАЦІЯ:

Лінзи можна утилізувати разом з побутовими відходами відповідно до місцевих правил поводження з відходами.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК:

Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з вашими лінзами, слід повідомити виробника за адресою vigilance@precilens.com та відповідному органу охорони здоров'я у вашій країні.