

WARNUNGEN:

Kontaktlinsen sind wiederverwendbare Medizinprodukte für einen einzelnen Träger. Sie werden von einem Augenspezialisten verordnet, der die Träger über ihre Verwendung informieren und sie schulen muss.

Probleme im Zusammenhang mit dem Tragen von Kontaktlinsen und Pflegemitteln können zu schweren Augenläsionen führen. Es ist deshalb unabdingbar, die Anweisungen des Arztes sowie die Hinweise in den Gebrauchsanweisungen für Kontaktlinsen und Pflegemitteln zu befolgen.

Die medizinische Fachkraft muss den Träger über die folgenden Anweisungen zum Tragen informieren:

- Vor dem ersten Einsetzen sind die Linsen für einen vollständigen Reinigungszyklus in der üblichen Reinigungslösung einzuweichen.
- Orthokeratologische Kontaktlinsen von Precilens sind für das Tragen mit geschlossenen Augen konzipiert: Sie sollten erst kurz vor dem Einschlafen eingesetzt werden (Sie sollten sie nicht beim Lesen oder Fernsehen vor dem Einschlafen tragen).
- Nach dem Gebrauch und vor einer erneuten Verwendung müssen die Linsen entnommen und mithilfe der Pflegeprodukte gereinigt werden, die Ihr Spezialist Ihnen empfiehlt.
- Bringen Sie die Kontaktlinsen niemals mit Leitungswasser in Berührung.
- Halten Sie die geplanten Termine bei Ihrem Spezialisten ein, denn diese sind zur Kontrolle und Nachbeobachtung der individuellen Anpassung Ihrer Kontaktlinsen unerlässlich.
- Bei Augenschmerzen, übermäßigem Tränenfluss, verminderter Sehschärfe oder roten Augen sollten Sie die Kontaktlinsen unbedingt herausnehmen und sich schnell mit Ihrem Augenarzt in Verbindung setzen.

Für Kinder, die Nachtlinsen verwenden:

- Eltern sollten unter allen Umständen auf die einwandfreie Hygiene achten und die Pflege- und Handhabungshinweise, die ein sicheres Tragen gewährleisten, strikt einhalten.
- Wann immer Eltern die Einhaltung der Hygienevorschriften und Anweisungen nicht gewährleisten können (z. B. auf Klassenfahrten, in den Ferien usw., in deren Rahmen sie das Einsetzen, Herausnehmen und Pflegen der Kontaktlinsen nicht direkt überprüfen können), ist es ratsam, die Verwendung der Kontaktlinsen in Absprache mit dem Augenarzt für den gegebenen Zeitraum auszusetzen.

INDIKATIONEN:

Kontaktlinsen können an jeden Patiententyp angepasst werden, solange sich der Patient darüber im Klaren ist, dass das Tragen von Kontaktlinsen dem Tragen einer Brille ähnelt, dass die Anpassung jedoch manchmal schwierig sein kann.

Es gibt keine Altersbegrenzung für das Tragen von Kontaktlinsen, sie werden sogar häufig schon bei jungen Menschen ab dem Alter von 8 Jahren angepasst. Das Tragen von Linsen bei Kindern erfordert regelmäßige Kontrollen.

Orthokeratologische Kontaktlinsen sind Kontaktlinsen, die zur Behandlung von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit nachts zu tragen sind.

Bei allen Patienten korrigieren Nachtlinsen die Fehlsichtigkeit über Nacht und ermöglichen so fehlerfreies Sehen tagsüber.

Bei Kindern und Jugendlichen (unter 20 Jahren) können sie außerdem die Entwicklung von Kurzsichtigkeit aufhalten.

Da diese Technik reversibel ist, ist es notwendig, die Linsen jede Nacht zu tragen, um jeden Tag die gleiche Sehqualität aufrechtzuerhalten, denn wenn Sie mit dem Tragen der Linsen aufhören, kehrt die Hornhaut nach 24 bis 48 Stunden in ihre ursprüngliche Form zurück und der Sehfehler tritt erneut auf.

KLINISCHE NUTZEN UND LEISTUNG:

Klinische Leistungen:

Orthokeratologische Kontaktlinsen korrigieren alle regulären Sehfehler (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, Alterssichtigkeit) mittels Verformung der Hornhaut.

Klinischer Nutzen:

- Verbesserung der Sehschärfe und des Gesichtsfelds
- Optische Kompensation regulärer Sehfehler (Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, Alterssichtigkeit)
- Verlangsamung der Entwicklung von Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen

EMPFOHLENES AUSTAUSCHINTERVALL:

Um die Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Kontaktlinsen **jedes Jahr** auszutauschen, um eine Veränderung ihrer Beschaffenheit zu verhindern.

TRAGEDAUER:

Die Verformung der Hornhaut erfolgt schrittweise im Laufe der Nacht. Es wird allerdings empfohlen, mindestens 6 Stunden lang mit den eingesetzten Linsen zu schlafen, um die Wirksamkeit der Behandlung zu gewährleisten.

Die Liste orthokeratologischer Kontaktlinsen von Precilens mit Angabe der Erkrankungen, möglichen Materialien, betroffenen Bevölkerung und der empfohlenen Austauschfristen kann durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes abgerufen werden.



VERPACKUNG:

Die Linsen sind trocken in einem Etui verpackt. Wenn die Verpackung beschädigt ist, darf die Kontaktlinse nicht verwendet werden.

0459 € C

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Frankreich - Aktualisierung im September 2024
PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL

 **Precilens**

TAILOR-MADE VISUAL INNOVATION

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ORTHOKERATOLOGISCHE KONTAKTLINSEN VON PRECILENS

DIESE ANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN, DIE AUGENÄRZTE KENNEN UND AN DIE BENUTZER VON KONTAKTLINSEN WEITERGEBEN MÜSSEN. BITTE LESEN SIE DIESE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNGEN AUF.

Weitere Sprachen stehen unter www.precilens.com für den Download bereit

Händler von Precilens-Linsen sind verpflichtet, diese Packungsbeilage in ihrer Sprache auszudrucken und den von ihnen vertriebenen Linsen beizulegen.

Außerdem sind Augenärzte/-optiker dazu verpflichtet, sie den Benutzern auszuhändigen.

Other languages can be downloaded from www.precilens.com

Distributors of Precilens lenses are required to print this leaflet in their own language and enclose it with the lenses they ship.

Eye care professionals are also required to give the leaflet to the wearer.



Beschreibung der auf dem Etikett verwendeten Symbole:

	Medizinisches Produkt
	Ein einzelner Patient, mehrere Verwendungen
	Name der Linse
	Seriennummer
	UDI-Code: eindeutige Produktidentifizierungsnummer
	Modellnummer
	Einhaltung der Leistungs- und Sicherheitsanforderungen und der Nummer der benannten Stelle
	Nicht öffnen, wenn die Packung beschädigt ist
	Lesen der Gebrauchsanweisung
	Herstellungsdatum

EINSETZEN VON KONTAKTLINSEN:

- Es wird empfohlen, die Linsen nach der Abendtoilette und nach dem Abschminken einzusetzen, und zwar unmittelbar vor dem Schlafengehen.

Das Herausnehmen (und Einsetzen) muss über einer ebenen, sauberen und gut ausgeleuchteten Oberfläche mithilfe eines flach hingeleigten Spiegels erfolgen.

Vor jeder Handhabung müssen die Hände gewaschen, abgespült und dann mit einem sauberen und fusselfreien Tuch getrocknet werden.

- Verwenden Sie niemals eine Zange oder andere Instrumente, um die Linsen aus dem Behälter zu entfernen.

Um eine Verwechslung der rechten und der linken Linse zu vermeiden, sollte immer in derselben Reihenfolge vorgegangen werden: z. B. die rechte stets vor der linken Kontaktlinse.

- Legen Sie die Kontaktlinse auf Ihren Zeigefinger und füllen Sie sie mit Komfortlösung auf (Abb. 1).

- Neigen Sie den Kopf über einen flach auf dem Tisch liegenden Spiegel.

- Öffnen Sie die Augenlider mithilfe Ihrer beiden Mittelfinger.

- Setzen Sie die Linse ins Auge ein (Abb. 2). Wiederholen Sie dieses Verfahren beim anderen Auge.

ENTFERNEN DER LINSEN:

Es wird empfohlen, die Kontaktlinsen vor der Morgentoilette und dem Schminken herauszunehmen.

Geben Sie 20 Minuten vor dem Herausnehmen einen Tropfen Komfortlösung ohne Konservierungsmittel in jedes Auge.

Das Herausnehmen (und Einsetzen) muss über einer ebenen, sauberen und gut ausgeleuchteten Oberfläche mithilfe eines flach hingeleigten Spiegels erfolgen.

- Neigen Sie den Kopf über den Spiegel.

- Öffnen Sie die Augen weit, platzieren Sie den Zeigefinger einer Hand direkt über dem Wimpernrand des Oberlids und den Zeigefinger der anderen Hand direkt unter den Wimpernrand des Unterlids,

- Bewegen Sie beide Zeigefinger aufeinander zu und üben Sie dabei leichten Druck aus, um die Linse vom Auge zu lösen (Abb. 3).



EMPFOHLENE PFLEGEPRODUKTE:

- Komforttropfen ohne Konservierungsmittel oder künstliche Tränen für das Einsetzen bzw. Herausnehmen von Kontaktlinsen.

- Eine Lösung auf Wasserstoffperoxidbasis für die tägliche Reinigung.

- Enzymtabletten zur Proteinentfernung können einmal pro Woche zusammen mit der Reinigungslösung verwendet werden.

PFLEGE:

Warnhinweise:

- Wechseln Sie Ihre Pflegelösungen nicht ohne entsprechenden Rat Ihres Praktikers.

- Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Kontaktlinsen niemals Wasser, Kochsalzlösung oder Komforttropfen.

- Verwenden Sie weder Speichel noch irgendwelche Haushaltsprodukte zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen.

- Entsorgen Sie nach dem Reinigungszyklus die Lösung und verwenden Sie sie nicht erneut.

- Entsorgen Sie jegliche Lösung, die nach dem Überschreiten des Verfallsdatums in der Flasche verbleibt.

- Wechseln Sie Ihren Behälter regelmäßig.

Die Kontaktlinsen müssen bei jeder Entnahme gereinigt, abgespült und desinfiziert werden. Das Reinigen und Abspülen von Kontaktlinsen ist notwendig, um Ablagerungen zu entfernen, die sich auf deren Oberfläche angesammelt haben. Das Desinfizieren ist erforderlich, um Keime und Bakterien abzutöten.

- Desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen jedes Mal, wenn Sie sie herausnehmen.

- Verwenden Sie die Pflegelösungen immer vor dem auf der Lösungsflasche angegebenen Verfallsdatum.

- Halten Sie Lösungen und Kontaktlinsen von übermäßigen Wärmequellen fern.

- Befolgen Sie immer die Anweisungen auf dem Verwendungshinweis der Pflegelösungen.

- **Werden die Kontaktlinsen nicht getragen:** Die Kontaktlinsen sollten gereinigt, mit einer sterilen Lösung abgespült und mit einem weichen, fusselfreien Tuch vorsichtig getrocknet werden, bevor sie in einen sauberen und trockenen Aufbewahrungsbehälter gelegt werden. 24 Stunden vor einer erneuten Verwendung sollte ein kompletter Reinigungszyklus durchgeführt werden.

- Reinigen Sie die Kontaktlinsenbehälter mit einer Desinfektionslösung.

- Verwenden Sie zum Reinigen von Behältern niemals Wasser.

EMPFEHLUNGEN:

- Ihr Arzt hat Ihnen Linsen entsprechend den spezifischen Eigenschaften Ihres Auges verschrieben.

Ändern Sie weder den Typ noch die Werte Ihrer Kontaktlinsen ohne mit ihm Rücksprache zu halten.

- Setzen Sie keine beschädigten Linsen ein.

- Tragen Sie stets eine Brille in Ihrer Sehstärke bei sich (für den Fall, dass Sie Ihre Kontaktlinsen herausnehmen müssen).

- Bringen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht in Kontakt mit Haarspray oder anderen Kosmetikprodukten aus dem Zerstäuber.

- Das Tragen von Kontaktlinsen wird bei sehr trockener Umgebungsluft (Flugzeug, Trockenhaube beim Friseur...) nicht empfohlen.

- Eine Schwangerschaft und bestimmte Medikamente können die Tränenproduktion beeinträchtigen: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

KONTRAINDIKATIONEN:

Benutzen Sie Kontaktlinsen NICHT in den folgenden Fällen:

• Akute Entzündung oder Infektion der vorderen Augenkammer.

• Krankheit, Verletzung oder Anomalie, die die Hornhaut, die Bindehaut oder die Augenlider betrifft, außer wenn eine prothetische Linse erforderlich ist.

• Schwere Insuffizienz der Tränensekretion (trockene Augen).

• Hornhauthypästhesie (verminderte Empfindlichkeit der Hornhaut), wenn die Augen nicht aphak (linsenlos) sind.

• Systemische Erkrankung, die das Auge betreffen oder durch das Tragen von Kontaktlinsen verschlimmert werden kann.

• Allergische Reaktionen der an das Auge angrenzenden Oberflächen oder Gewebe, die durch das Tragen von Kontaktlinsen oder die Verwendung entsprechender Lösungen ausgelöst oder verschlimmert werden können.

• Allergie gegen einen Bestandteil verwendeter Pflegelösungen.

• Bakterielle, virale oder Pilzinfektion der Hornhaut.

• Rote oder gereizte Augen.

NEBENWIRKUNGEN:

Lichthöfe, häufig am Beginn der Verwendung orthokeratologischer Kontaktlinsen, können bis zu drei Monate lang fortbestehen. Dieses Phänomen verhindert das Tragen von Kontaktlinsen nicht, spricht jedoch gegen das Fahren bei Nacht.

ENTFERNEN SIE IHRE KONTAKTLINSEN UNVERZÜGLICH, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:

- Stechende, brennende oder juckende Wahrnehmung (Irritation) oder andere Schmerzen in den Augen.

- Unangenehmes Empfinden im Vergleich zur ursprünglichen Verwendung der Linsen.

- Unerwünschter Eindruck eines Fremdkörpers im Auge (Fremdkörper, abgeschürfte Stelle).

- Übermäßiger Tränenfluss

- Gerötete Augen

- Ungewöhnliche Absonderungen der Augen,

- Verminderte Sehschärfe

- Verschwommene Sicht, Wahrnehmung von Regenbögen oder Lichteffekten (Halos) rund um Objekte

- Lichtempfindlichkeit (Photophobie)

Tritt das Problem nach dem Entfernen der Linse nicht weiter auf, überprüfen Sie die Linse:

Ist die Linse beschädigt, sollte sie nicht wieder in das Auge eingesetzt werden. Legen Sie sie in den Behälter und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.

Ist die Linse nicht beschädigt, muss sie gereinigt, gespült und desinfiziert werden, bevor sie wieder eingesetzt werden kann.

Wenn das Problem nach dem Einsetzen der Linse fortbesteht, nehmen Sie diese unverzüglich heraus und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt, um die Ursachen dieses Problems zu ermitteln, das mit einer Augenverletzung (Infektion, Hornhautgeschwür, Neovaskularisation ...) verbunden sein kann.

ENTSORGUNG DES MEDIZINPRODUKTS:

Die Linsen können gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.

MELDEPFLICHT:

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit Ihren Kontaktlinsen auftritt, muss dem Hersteller unter vigilance@precilens.com und der zuständigen Gesundheitsbehörde Ihres Landes gemeldet werden.