

| Kategorie | Reference na štítku           | Nárok                  | Nošení | Obnova    | Možné materiály                 |
|-----------|-------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| AMYOPIC   | AMYOPIC ENFANT                | Korekce krátkozrakosti | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| AMYOPIC   | AMYOPIC TORIC ENFANT          | Korekce krátkozrakosti | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| AMYOPIC   | AMYOPIC JEUNE                 | Korekce krátkozrakosti | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| AMYOPIC   | AMYOPIC TORIC JEUNE           | Korekce krátkozrakosti | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| AURA      | AURA                          | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| AURA      | AURA TS                       | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| AURA      | AURA TD                       | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| C2        | C2TT                          | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| C2        | C2NVS                         | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| C2        | C2NVST                        | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| C2        | C2T                           | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| DIVA      | DIVA                          | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM3 58%                         |
| DIVA      | DIVA TN                       | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM3 58%                         |
| EVA       | EVA MULTIFOCAL DISTANCE       | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| EVA       | EVA MULTIFOCAL NEAR           | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| EVA       | EVA MULTIFOCAL TORIC DISTANCE | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| EVA       | EVA MULTIFOCAL TORIC NEAR     | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| EVA       | EVA SPHERIC                   | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| EVA       | EVA TORIC                     | Ametropie              | Denní  | 3 měsíce  | Definitive 74% / GM Advance 49% |
| LECTRA    | LECTRA VL CENTRALE            | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| LECTRA    | LECTRA VP CENTRALE            | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| LECTRA    | LECTRA TORIQUE VL CENTRALE    | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| LECTRA    | LECTRA TORIQUE VP CENTRALE    | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |
| M44       | M44 M1                        | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| M44       | M44 M2                        | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| M44       | M44 M3                        | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| MEDIGEL   | MEDIGEL                       | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| MINIGEL   | MINIGEL                       | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| SB60      | SB60                          | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM3 58%                         |
| VERFLEX   | VERFLEX SPHERIQUE             | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49% / Contaflex 38%  |
| VERFLEX   | VERFLEX C                     | Ametropie              | Denní  | 12 měsíců | GM Advance 49%                  |