

Asortyment	Nazwa na etykiecie	Przeznaczenie	Warunek noszenia	Wymiana	Możliwe materiały
AMYOPIC	AMYOPIC ENFANT	Kontrolowanie krótkowzroczności	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
AMYOPIC	AMYOPIC TORIC ENFANT	Kontrolowanie krótkowzroczności	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
AMYOPIC	AMYOPIC JEUNE	Kontrolowanie krótkowzroczności	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
AMYOPIC	AMYOPIC TORIC JEUNE	Kontrolowanie krótkowzroczności	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
AURA	AURA	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
AURA	AURA TS	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
AURA	AURA TD	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
C2	C2TT	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
C2	C2NVS	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
C2	C2NVST	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
C2	C2T	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
DIVA	DIVA	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM3 58%
DIVA	DIVA TN	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM3 58%
EVA	EVA MULTIFOCAL DISTANCE	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
EVA	EVA MULTIFOCAL NEAR	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
EVA	EVA MULTIFOCAL TORIC DISTANCE	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
EVA	EVA MULTIFOCAL TORIC NEAR	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
EVA	EVA SPHERIC	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
EVA	EVA TORIC	Ametropia	W ciągu dnia	3 miesiące	Definitive 74% / GM Advance 49%
LECTRA	LECTRA VL CENTRALE	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
LECTRA	LECTRA VP CENTRALE	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
LECTRA	LECTRA TORIQUE VL CENTRALE	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
LECTRA	LECTRA TORIQUE VP CENTRALE	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%
M44	M44 M1	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
M44	M44 M2	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
M44	M44 M3	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
MEDIGEL	MEDIGEL	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
MINIGEL	MINIGEL	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
SB60	SB60	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM3 58%
VERFLEX	VERFLEX SPHERIQUE	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49% / Contaflex 38%
VERFLEX	VERFLEX C	Ametropia	W ciągu dnia	12 miesięcy	GM Advance 49%