



Precilens

Suite à l'arrêt de production du laboratoire Techno-Lens,
PRECILENS a développé des **géométries identiques**
sur la gamme de lentilles ci-dessous :

Lentilles rigides	<i>Lentilles Techno-Lens</i>	Géométries identiques Precilens
Orthokératologie	<i>Sleep & See</i>	Sleep & See by Precilens
Sphériques	<i>Spline confort</i>	PRE confort
	<i>Spline classique</i>	PRE classique
	<i>Spline individuelle</i>	PRE individuelle
Kératocônes	<i>MC Ker</i>	PRE MC Ker
	<i>Spline Kerato</i>	PRE Kerato

Notre **Service aux Professionnels** reste à votre disposition
pour vous guider et vous conseiller dans vos adaptations :

Tel : 01 45 13 18 49

Fax : 01 45 13 18 46

Mail : technique@precilens.com



Precilens

Gamme Techno-Lens

Gamme PRECILENS

Lentilles rigides

Orthokératologie	Sleep & See	DRL
Sphériques	MA.N	PREAS XL Personnalisable
	MC.N	PR2 Personnalisable / PREDS Personnalisable
	Spline confort	PREAS XL Personnalisable
	Spline Classic	PREAS XL Personnalisable
	Spline Individuelle	PREAS XL Personnalisable
Face antérieure torique	MA.TP	PREAS XLTE Personnalisable
	MC.TP	PR2 TE Personnalisable / PREDS TE Personnalisable
	Spline.TP	PREAS XLTE Personnalisable
Face postérieure torique	T24.N	PRETI Personnalisable
	T2.N	PRETI Personnalisable
	T3.N	PR2TI Personnalisable
Bitoriques	T24.T	PRE Bitorique Personnalisable
	T2.T	PRE Bitorique Personnalisable
	T3.T	PRE Bitorique Personnalisable
Multifocales	MC.EVO M	MVB
	MC.EVO H	Premiane C2Flex
	Spline Multi	MVB
Bifocales avec tore sur face ant.	MC.Bifo	Expert Progressive Personnalisable BIB Excel Personnalisable
	MC.BifT	Expert Progressive Personnalisable BIB Excel Personnalisable
Kératocônes	MCKer.N	PR2K Personnalisable
	Spline Kerato	PR2K Personnalisable
Après chirurgie	Spline PostOp	PREDI Personnalisable
Solutions		
Gouttes de confort	Drop & See	Aquadrop+

	Boston XO2	Optimum Extrême	Boston XO	Optimum Extra	Optimum Confort	Boston EO	Boston ES
Préconisation	PRE Enfant		DRL ● ●		Expert Prog. PRE AS XL PR2 / PR2K	PRE AS XL PR2 / PR2K	Expert Prog. PR2 / PR2K
Dk	161*	125	100	100	65	58	18
Dk/e PREAS XL PRE Enfant/ Jeune	115	89	71	71	46	41	13
Teinte de différenciation od/og	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○
Fort besoin en O2	+++	+++	+++	+++			
Film lacrymal Mauvaise qualité	+	+	+	+	++	++	+++
Mouillabilité	++	++	++	++	++	++	+++
Orthokératologie			+++	+++			

*ISO 18369-4 (141 bord corrigé) ● bleu (OG) ● bleu clair ● violet (OD) ● vert ● vert clair ● gris ○ incolore